

M A D E I N I T A L Y

## TRAPPOLA PER DROSOPHILA SUZUKII

(trappola cromotropica per la cattura selettiva del moscerino asiatico con esca alimentare)



**DOVE SI USA**: Piante di piccoli frutti: ciliegie, fragole, more, lamponi, ribes, mirtilli, ecc. **USA QUESTE DOSI CON**: Vaso Trap Rosso + vasetto in vetro da 1Kg (no Bormioli) **COME SI FA**: Introdurre nel vasetto 250 ml di aceto di mele + 100 ml di vino rosso + un cucchiaio di zucchero

SOSTITUIRE L'ESCA: SI, sempre ogni 15 giorni

L'esca per il moscerino asiatico è stata sperimentata e consigliata dal FEM (Fondazione Edmund Mach) di San Michele all'Adige (TN) con ottimi risultati.

Consigliamo l'utilizzo di Vaso Trap Rosso qualche settimana prima dell'inizio della presunta stagionalità dell'insetto (mese di Aprile) per individuarlo il prima possibile. Una volta accertata la presenza della Drosophila, posizionare anche dei Tap Trap Rossi per una cattura di massa più decisa. *Alla sezione news del nostro sito trovi approfondimenti utili sulle modalità di utilizzo delle trappole per drosophila - www.taptrap.com* 

## I MIEI APPUNTI (annota le date in cui metti la trappola e rinnovi l'esca)

TRAPPOLA	ESCA	ESCA	ESCA	ESCA	ESCA
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					